



care

MEDEX Sznyterman Sp.k
ul. Podłęże 659
32-003 Podłęże
+48 12 638 64 37
biuro@medex.krakow.pl
www.4care.com.pl

Katalog



BODY KOMBINEZONY WYTRZYMAŁE BODY KOC PIELEGNACYJNY
KOSZULE NOCNE BIELIZNA ARTYKUŁY MEDYCZNE

WWW.4CARE.COM.PL



| | |
|--|----|
| Body..... | 3 |
| Tabela rozmiarów..... | 4 |
| Kombinezony..... | 5 |
| Problemy i rozwiązania..... | 6 |
| Modne kombinezony..... | 7 |
| Wytrzymałe body..... | 8 |
| Koc pielęgnacyjny i Koszule nocne..... | 9 |
| Bielizna..... | 10 |
| Artykuły medyczne..... | 11 |

MEDEX
SZNYTERMAN & SYN

Katalog opublikowany dla:

MEDEX Sznyterman Sp.k
ul. Podtęże 659
32-003 Podtęże
+48 12 638 64 37
biuro@medex.krakow.pl
www.4care.com.pl

4 care

Body

Bielizna z dodatkową przestrzenią w kroku na pieluchy lub pieluchomajtki. Ograniczone nacięcia ramion utrudniają rozbieranie. Zamek i szwy są dodatkowo wzmocnione. Suwak zamka błyskawicznego znajduje się we wgłębieniu szyi i nie powoduje dyskomfortu. Body zapobiegają przede wszystkim rozbieraniu się oraz ingerowaniu w zawartość pieluchy, ale również odstąpiętym plecami. Wszystkie body są odpowiednie zarówno dla dziewcząt jak i dla chłopców / kobiet i mężczyzn.

2010



2030

2010 BODY

Zatrzaski w kroku



XS - XXXL

2020 BODY DLA DZIECI

Zatrzaski w kroku



104 - 176

2025 BODY DLA DZIECI

Zamek na plecach i w kroku



104 - 176

2020



2025

2030 BODY

Krótkie nogawki, z zamkiem na plecach



XS - XXXL

2031

2031 BODY

Długie nogawki, z zamkiem na plecach



XS - XXXL



2040 BODY

Plastikowe zatrzaski na ramionach i metalowe w kroku



XS - XXXL

2050

2050 BODY

Krótkie nogawki, z zamkiem na plecach i w kroku



XS - XXXL

Biały


Kolor

100% bawełny
210 g/m²

Tekstylija Godne Zaufania
Oeko tex standard



2040



100
biały

281
granat

350
lila

450
czarny

Tabela rozmiarów

BODY DLA DZIECI 2020, 2025

| Rozmiar | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Klatka piersiowa | 53-58 | 59-64 | 65-70 | 71-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 |
| Talia | 53-58 | 59-64 | 65-70 | 71-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 |
| Biodra | 53-58 | 59-64 | 65-70 | 71-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 |
| Wzrost ± | 92-104 | 104-116 | 116-128 | 128-140 | 140-152 | 152-164 | 164-176 |

BODY 2010, 2030, 2031, 2040, 2050

| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Klatka piersiowa | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-121 |
| Talia | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-121 |
| Biodra | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-121 |
| Wzrost ± | 164-172 | 167-176 | 170-180 | 173-184 | 176-188 | 179-192 | 182-196 |

KOMBINEZONY DLA DZIECI 1060

| Rozmiar | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Klatka piersiowa | 66-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 |
| Talia | 66-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 |
| Biodra | 66-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 |
| Wzrost ± | 126-128 | 128-140 | 140-152 | 152-164 | 164-176 |

KOMBINEZONY I KOSZULE NOCNE

1010, 1011, 1030, 1035, 1040, 1045, 1050, 1054, 1055, 1080, 1081, 1090, 1091, 1402, 1413

| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Klatka piersiowa | 81-86 | 87-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 |
| Talia | 80-85 | 86-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
| Biodra | 79-84 | 85-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 |
| Wzrost ± | 163-172 | 167-176 | 170-180 | 173-184 | 176-188 | 179-192 | 182-196 |

BIELIZNA 2500, 2501, 2520, 2530, 2531

| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Klatka piersiowa | 73-79 | 80-86 | 87-93 | 94-100 | 101-107 | 108-114 | 115-121 |
| Talia | 71-77 | 78-84 | 85-91 | 92-98 | 99-105 | 106-112 | 113-119 |
| Biodra | 73-79 | 80-86 | 87-93 | 94-100 | 101-107 | 108-114 | 115-121 |
| Wzrost ± | 164-172 | 167-176 | 170-180 | 173-184 | 176-188 | 179-192 | 182-196 |

BIELIZNA 3000, 3010, 3050, 3060

| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|------------------------|-------|-------|--------|---------|---------|
| Obwód klatki Kobiety | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 109-113 |
| Obwód klatki Mężczyźni | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |

MAJTKI 801


| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Talia | 64-85 | 68-90 | 76-106 | 84-112 | 92-118 | 96-122 | 102-130 |

BIUSTONOSZE 905, 906, 908, 909

| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|--------------|----|----|----|----|-----|-----|------|
| Obwód biustu | 54 | 66 | 74 | 84 | 94 | 98 | 110 |
| Misczka | A | A | B | C | C/D | D | D+ |

KIESZEŃ NA WOREK DO MOCZU 103, 104

| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Górna część uda | 36-50 | 38-52 | 40-58 | 44-62 | 48-64 | 52-68 | 56-72 |
| Dolna część uda | 26-42 | 28-44 | 30-46 | 32-46 | 33-54 | 34-56 | 36-58 |
| Łydka | 28-38 | 30-40 | 34-42 | 36-44 | 40-50 | 44-54 | 48-58 |
| Kostka | 20-32 | 22-34 | 24-36 | 26-38 | 28-42 | 30-46 | 32-48 |




WZROST

KLATKA
PIERSIOWA

TALIA

BIODRA



WZROST

KLATKA
PIERSIOWA

TALIA

BIODRA

GÓRNA
CZĘŚĆ UDA

DOLNA
CZĘŚĆ UDA

ŁYDKA

KOSTKA

- Nowe kolorowe ubrania należy prać oddzielnie podczas pierwszego prania.
- Suszenie w zbyt wysokiej temperaturze może powodować kurczenie się tkaniny.
- Zbyt wysoka temperatura żelazka może być przyczyną uszkodzenia tkaniny.
- Pranie przemysłowe (temp. 90°C) może spowodować kurczenie się tkaniny w zakresie do 10%. 4Care nie ponosi za to odpowiedzialności.
- Odzież posiadająca zamek błyskawiczny i/lub zatrzaski należy zawsze prać z zamkniętym zamkiem błyskawicznym i/lub zatrzaskiem.

Instrukcja prania



Prać w max. 60°



Prać w max. 90°



Prasować w temp. (110°)



Prasować w temp. (150°)



Nie można wybielać i chlorować



Suszyć w niskiej temp.



Suszyć w normalnej temp.

Kombinezony

1010 KOMBINEZON

Trykot, bez stop z zamkiem na plecach.
XS - XXXL

1011 KOMBINEZON

Trykot, bez stop, z zamkiem na plecach i w kroku. Ułatwia zmianę pieluchomajtek.

1012 KOMBINEZON

Trykot, bez stop. Zamek z przodu. XS-XXXL

1030 KOMBINEZON

Jersey, bez stop. zamek na plecach. XS - XXXL

1035 KOMBINEZON

Jersey, ze stopami i zamkiem na plecach. XS - XXXL

1040 KOMBINEZON

Frotte, bez stop z zamkiem na plecach. S - XXXL

1041 KOMBINEZON

Frotte, bez stop z zamkiem na plecach i w kroku. Ułatwia zmianę pieluchomajtek. S - XXXL

1050 KOMBINEZON

Jersey, krótkie rękawki, krótkie nogawki, zamek na plecach. XS - XXXL

1060 KOMBINEZON DLA DZIECI

Trykot, bez stop, z zamkiem na plecach. 128 - 176

Trykot, 210 g/m²
100% bawełna

Jersey, 160 g/m²
100% bawełna

Frotte, 260 g/m²
80% bawełna
20% poliester

Tekstylia Godne Zaufania
Oeko tex standard



1011



1030

1040



1035




1050

1041



1060

1012



201

251

281

500


501

576

681

751

Problemy i rozwiązania



Dla użytkownika, który ma zaburzenia behawioralne, takie jak agresja, rozbieranie, szarpanie, rozmyzanie, dla których niewskazane są body i kombinezony, zalecamy wytrzymałe body. Wykonane jest ono z bardzo mocnego, nierozciągliwego materiału. Dodatkowo otwarcie zamka jest utrudnione przez zapięcie na zatrzask lub na zamek magentyczny. **Wytrzymałe body długie rękawy/ długie nogawki (2500) Wytrzymałe body - krótkie rękawy/ długie nogawki (2501) Wytrzymałe body krótkie rękawy/ krótkie nogawki (2520) Wytrzymałe body - bez rękawów/ krótkie nogawki (2530) Wytrzymałe body - bez rękawów/ długie nogawki (2531)**

Modne kombinezony

4Care udowadnia, że odzież specjalna może wyglądać dobrze. Nasze jednoczęściowe kombinezony są ratunkiem dla niespokojnie śpiących, ale także dla osób ze skłonnościami do rozbiegania się. Kombinezon uniemożliwia noszącemu dostęp do materiału do inkontynencji. Kombinezony są wyposażone w zamek błyskawiczny z tyłu i dodatkową przestrzeń w kroku na pieluchy i pieluchomajtki. Suwak zamka błyskawicznego znajduje się we wgłębieniu szyi i nie powoduje dyskomfortu. Całość ma piżamowy wygląd. W ofercie znajdują się również kombinezony z zamkiem błyskawicznym po wewnętrznej stronie nóg. Rozwiązanie to ułatwia przebieranie pacjenta. Wszystkie kombinezony wykonane są z bardzo dobrej jakości bawełny, dostępne są w różnych wzorach i kolorach.



1054



1055



1090

1080

1054 DAMSKI KOMBINEZON
Krótkie rękawy, krótka nogawka, zamek na plecach
XS - XXXL

1055 MĘSKI KOMBINEZON
Krótkie rękawki i nogawki, zamek na plecach
XS - XXXL

1080 DAMSKI KOMBINEZON
Długie rękawki i nogawki, zamek na plecach
XS - XXXL

1081 DAMSKI KOMBINEZON
Długie rękawki i nogawki, zamek na plecach i w kroku.
XS - XXXL

1090 MĘSKI KOMBINEZON
Długie rękawki i nogawki, zamek na plecach
XS - XXXL

1091 MĘSKI KOMBINEZON
Długie rękawki i nogawki, zamek na plecach i w kroku.
XS - XXXL

Jersey, 190 g/m²
100% bawełna


Tekstylija Godne Zaufania
Oeko tex standard



1081



1054 + 1080 + 1081




201

204

400

900

1055 + 1090 + 1091



201

205

400

401

Wytrzymałe body

W przypadkach, w których body i/lub kombinezon nie spełniają swojej funkcji, polecamy wytrzymałe body. Jest ono odporne na uszkodzenia, przeznaczone dla osób z problemami behawioralnymi, takimi jak niszczenie ubrań, rozbieranie i szarpanie lub ze skłonnościami do agresji. Wykonane są z bardzo mocnego materiału (wewnętrzne szwy są całkowicie wzmocnione). Wszystkie kombinezony mają zamek błyskawiczny z tyłu. Otwarcie zamka jest skomplikowane dzięki wzmocnionemu zapięciu na zatrzask, które na zamówienie klienta może zostać wymienione na metalowe kółka pod zamek magnetyczny. Suwak zamka błyskawicznego znajduje się we wgłębieniu szyi i nie powoduje dyskomfortu. Wszystkie wytrzymałe body są odpowiednie zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Produkt dostępny w wielu wersjach i kolorach.



2500




2530



2520

2501



2531



2500 WYTRZYMAŁE BODY

Długie rękawki i nogawki, zamek na plecach XS - XXXL

2501 WYTRZYMAŁE BODY

Krótki rękaw, długie nogawki, zamek na plecach XS - XXXL

2520 WYTRZYMAŁE BODY

Krótki rękaw, krótkie nogawki, zamek na plecach XS - XXXL

2530 WYTRZYMAŁE BODY

Bez rękawków, krótkie nogawki, zamek na plecach XS - XXXL

2531 WYTRZYMAŁE BODY

Bez rękawków, długie nogawki, zamek na plecach XS - XXXL

33% bawełna
67% poliester
240 g/m²

Tekstylija Godne Zaufania
Oeko tex standard



251

281

400

576

600

681

Koc pielęgnacyjny

Koc pielęgnacyjny wykonany z miękkiej frotte. Zapobiega wychodzeniu i wypadaniu z łóżka, odkrywaniu oraz ingerencji w pieluchę, nie ograniczając w znacznym stopniu mobilności pacjenta.



9500 KOC PIELEGNACYJNY

Zapobiega rozbieraniu, wypadnięciu z łóżka oraz uniemożliwia dostęp do pieluchomajtek. Zabezpiecza pacjenta przed samodzielnym odkrywaniem.

Rozmiar materaca 200/90
80% bawełna, 20% poliester, 260 gr/m²

Tekstylią Godne Zaufania
Oeko tex standard



200

Koszule nocne

Nasze koszule nocne są odpowiednie dla użytkowników, którzy mają trudności z poruszaniem.

1402

1402 KOSZULA Z JESEYU

Z rozcięciem z tyłu,
ułatwia ubieranie.
S - XXL

1413 KOSZULA Z JERSEYU



Zapinana z tyłu na zatrzaski.
Można ją zakładać od przodu.
S - XXL

Jersey
100% bawełna, 160 g/m²

Tekstylią Godne Zaufania
Oeko tex standard



1413



201

251

281

500

501

576

681

Bielizna

Kiedy ubieranie się sprawia trudności, rozwiązaniem są nasze topy, majtki oraz podkoszulki wyposażone w zapięcia na zatrzaski i/lub zamek błyskawiczny.

Nasze topy pełnią funkcję biustonosza.

Ramięczka są szerokie, skierowane nieco do środka, dają poczucie stabilności.

Podkoszulki ułatwiają rozbieranie i ubieranie. Zapewniają wygodę i oszczędność czasu klientowi i opiekunowi.



905

801



906

908

909

801 MAJTKI ZAPINANE NA ZATRZASKI

Dla kobiet i mężczyzn
XS - XXXL

905 TOP KRÓTKI

XS - XXXL

906 TOP ZAPINANY Z PRZODU

XS - XXXL

908 TOP DŁUGI

XS - XXXL

909 TOP ZAPINANY Z PRZODU, DŁUGI

XS - XXXL

3000 PODKOSZULEK DLA KOBIEC

Zatrzaski na obojczykach
S - XXL

3010 PODKOSZULEK DLA KOBIEC

Zatrzaski na obojczykach oraz zamek na boku
S - XXL

3050 PODKOSZULEK DLA MĘCZYCZYN

Zatrzaski na obojczykach
S - XXL

3060 PODKOSZULEK DLA MĘCZYCZYN

Zatrzaski na obojczykach oraz zamek na boku
S - XXL

Topy - 95% bawełna
5% lycra

Podkoszulki/ majtki
100% bawełna
185 g/m²

Tekstylija Godne Zaufania
Oeko tex standard



3060

3000

3010

3050

Antykuły medyczne

Rękawiczki pełnią funkcję zapobiegawczą i ochronną. Dla osób, które mają skłonności do drapania lub wkładania rąk do ust. Śliniaki dostępne są w wersji z materiałem pochłaniającym wilgoć i / lub odpornym na wilgoć. Kieszonka na worek na mocz przeznaczone są dla osób, które nadal chcą być mobilne. Dzięki nim pacjenci cewnikowani mogą się swobodnie przemieszczać.

103 KIESZEŃ NA WOREK DO MOCZU

Zapewnia wygodę oraz dużą mobilność. Na udo



XS - XXXL

104 KIESZEŃ NA WOREK DO MOCZU

Zapewnia wygodę oraz dużą mobilność. Na tydkę



XS - XXXL

6000 RĘKAWICZKI

Sznurki dookoła nadgarstków. Para



Jeden rozmiar

6100 ŚLINIAK Z FROTTE

Z elastycznym kołnierzem Zakładany przez głowę



Jeden rozmiar

6110 ŚLINIAK Z FROTTE

Wodoodporna podszewka
Rozmiar 1 = 28cm
Rozmiar 2 = 40 cm
Rozmiar 3 = 60cm



Rękawiczki
Frotte, 80% Bawełna
20% poliester

Śliniak
Frota, 80% bawełna frotte
20% poliester

Wodoodporny śliniak
Frotte: 80% bawełna
20% poliester
Tył: 100% poliester

Kieszonka na worek do moczu
95% bawełna, 5% lycra

Tekstylna Godne Zaufania
Oeko tex standard



6000



6110



6100



104



103

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 100 | 110 | 200 | 200 |
| | | 281 | 281 |
| | | 271 | 281 |

4care



MEDEX Sznyterman Sp.k
ul. Podłęże 659
32-003 Podłęże
+48 12 638 64 37
biuro@medex.krakow.pl
www.4care.com.pl

4Care Nederland bv
Denestraat 8
5541 RL Reusel
+31 (0) 497 643236
info@4care.nl
www.4care.eu